

HOJA DE INSTRUCCIONES

BAÑOMOL

Descripción

Líquido endurecedor en frío por inmersión.

Utilización

Para modelos duplicados en revestimiento en la técnica de esqueléticos.

Ventajas

- Fácil utilización, se suministra listo para el uso, sin necesidad de diluir.
- Seca a los pocos minutos.
- Es una alternativa limpia y económica al convencional método en cera.
- BAÑOMOL penetra dentro de la superficie del modelo caliente, haciendo de aglomerante y dejando toda la zona superficial endurecida evitando adherente para facilitar la posterior adaptación de la cera sobre el modelo, se recomienda aplicar BAÑOMOL con un pincel, una o dos capas, una vez el modelo se haya enfriado completamente.

Modo de empleo

- Llenar un recipiente de plástico o metálico (o cualquier material resistente al alcohol) con una cantidad de producto que cubra una altura mínima de 10 cm.
- Secar previamente los modelos duplicados en revestimiento a una temperatura de 250 °C.
- Acabado el proceso de secado, sumergir el modelo caliente en el recipiente con BAÑOMOL y mantenerlo sumergido por un periodo de 3 segundos. En caso de desear una capa mas gruesa y por tanto mas adherente repetir por otros 3 segundos mas.
- Dejar secar el modelo al aire libre hasta que se enfrie.

Precauciones

1.- PRECAUCIONES DE USO:

BAÑOMOL esta preparado para ser utilizado en frío, no debe ser NUNCA calentado. BAÑOMOL es un producto INFLAMABLE y por lo tanto debe tratarse con las precauciones de seguridad correspondientes. Elegir un sitio alejado de fuentes de calor y llamas (hornos o mecheros).

Después de cada uso, tapar el recipiente para evitar la evaporación del disolvente. Una evaporación excesiva del disolvente puede provocar una sedimentación de las resinas que incorpora provocando modelos con espesores excesivos. En tal caso sustituir el producto por el nuevo.

2.- PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Producto inflamable e irritante.

Guardar fuera del alcance de los niños.

Manipular el producto en locales bien ventilados.

La manipulación de este producto debe efectuarse únicamente por personal calificado.

En caso de ingestión del producto consultar en forma urgente a un médico.

Almacenaje y caducidad.

Indicada en etiqueta pegada al envase, junto a su código de barras.

(Nota: La fecha de caducidad se entiende con el producto en su envase original y previo a la apertura del mismo).

Almacenaje: Conservar el producto bien cerrado en su embalaje original y en un ambiente fresco.

Presentación

BIDÓN: 5 L

BOTELLA: 1 L

Información adicional

Las informaciones contenidas en esta hoja de instrucciones están basadas en el estado actual de nuestros conocimientos y se dan solamente a título informativo sin que ello implique una garantía por parte LABOX.